

Smile Line ☺

MICRO LAYERING KIT

MICRO-LAYERING SOLUTIONS



**SLIMPAD MICRO
E PENNELLI
N.ERA INTENSO**

MICRO LAYERING KIT

MICRO-LAYERING SOLUTIONS

SlimPad Micro

Smile Line è orgogliosa e felice di presentare SlimPad Micro, un'idea di Thomas Stefan Sing di Bogenhausen (DE): si tratta di una mini piastra di miscelazione per ceramica che si adatta perfettamente ai materiali moderni utilizzati su monolitici, colori o anche per singoli casi nella tecnica di stratificazione tradizionale. Molto compatto, coperchio dotato di magneti, piedini antiscivolo, può essere utilizzato con o senza strip PVA per mantenere i materiali umidi.

DIMENSIONI
147 X 72MM

DA UTILIZZARE
CON O SENZA
SRIP PVA

NITIDA E STABILE

N.ERA INTENSO

Pennello N.era INTENSO-1 et -4

I mitici pennelli N.era sono stati riqualificati e adattati ai moderni materiali di rivestimento su monolitico. Una raccomandazione di Enrico Ferrarelli a Roma (IT): secondo lui, questi pennelli sono unici e combinano sia un'alta resilienza (necessaria per materiali ad alta viscosità / consistenza mielosa) che una punta estremamente stabile e iperaffilata. I vostri migliori utensili per una precisione estrema e un comfort di lavoro ineguagliabile... che allo stesso tempo offrono durata divita extra lunga.



Smile Line ☺

Descrizione

N° Articolo

1	SET MICRO-LAYER SET DI BASE SLIMPAD MICRO CIASCUNO BIANCO E NERO 1 PENNELLO CIASCUNO N.ERA INTENSO-1 E -4	#16010
2	SET DI 3 SLIMPAD MICRO, NERO	#16200
3	SET DI 3 SLIMPAD MICRO, BIANCO	#16100
4	PENNELLO N.ERA INTENSO-1	#4200-INT-1
5	PENNELLO N.ERA INTENSO-4	#4200-INT-4