

**Padiglione 2  
Stand C8-D5**



**19-20-21**

*Ottobre 2023*

Montichiati (BS)



**casotto**  
FORNITURE DENTALI

Vieni a scoprire tutte le novità.  
Demo live e prove sul posto  
del sistema InSync-MiYO

Padiglione 2  
Stand C8-D5



19-20-21  
Ottobre 2023  
Montichiati (BS)

## Mi dispiace, niente stain!

---

MiYO è un sistema di ceramica liquida unico! Con MiYO puoi ottenere facilmente risultati estetici elevati, paragonabili ai restauri stratificati.

MiYO Color è costituito da diversi tipi di colori autoglasanti con vari livelli di trasparenza, ciascuno formulato in modo univoco per replicare il colore e la struttura del dente, trasparenza incisale, mamelon, linee di fessurazione, aloni e tessuto gengivale.

Su MiYO Color sovrapponiamo il MiYO Structure. Con esso puoi creare profondità, vitalità e texture dello smalto e dei tessuti gengivali. Tutto ciò in spessori di soli 0,1 mm - 0,2 mm.

La bassa temperatura di cottura non altera le caratteristiche della superficie, perciò si ottengono risultati affidabili ed estetici con solo una o due cotture.

miyo<sup>®</sup>  
esthetic system

## Naturalità dei tessuti rosa come non l'avete mai vista!

---

Il sistema gengivale MiYO pink offre ai tecnici la capacità unica di creare la profondità, la vitalità e le texture dei tessuti naturali in spessori di 0.1 mm - 0.2 mm.

I colori MiYO pink sono in diversi gradi di opacità ma senza fluorescenza. Questo consente di ottenere gli stessi effetti di una classica stratificazione.

Le proprietà uniche dei colori MiYO permettono al tecnico di applicare colori su colori senza che si mescolino per ottenere dettagli naturali in un unico passaggio.

Non conosci ancora il MiYO? Cosa aspetti allo stand C1 B10 avrai la possibilità di provare con le tue mani MiYO e tutte le sue ceramiche.





# InSync® ZR

## Sistema ceramico InSync ZR

---

Il sistema ceramico InSync ZR offre la massima libertà e creatività durante la stratificazione! A seconda delle esigenze, realizzare una semplice stratificazione di base a 2 materiali o sfogare la propria creatività con l'intera gamma di materiali ceramici sarà sempre soddisfacente. InSync ZR offre sempre risultati altamente estetici, sia su biossido di zirconio, disilicato di litio o titanio.



# HYBRID TECNIC

## L'innovativa Tecnica Ibrida ZR

---

Da oggi puoi unire i vantaggi della colorazione con quelli della stratificazione attraverso un ridotto cut-back!

La combinazione di colori MiYO per la cromaticità e l'estetica unita al sistema InSync ZR ceramica di stratificazione per la regolazione dell'effetto di profondità combinano efficienza ed estetica naturale.





# InSync<sup>®</sup> MC

## Sistema ceramico InSync MC

Fluorescenza, traslucenza e opacità della ceramica si basano sul dente naturale. L'elevata consistenza del colore e l'eccezionale brillantezza sono garantite anche con multiple cotture. Queste vantaggiose proprietà ottiche conferiscono a tutti i restauri un'estetica sofisticata e di alta qualità.


Grazie al suo ampio range di CET, InSync MC è adatto a tutte le leghe da fusione, indipendentemente dal fatto che contengano un alto contenuto di oro, ridotto o siano prive di metalli preziosi.



# HYBRID TECNIC

## L'innovativa Tecnica Ibrida MC

Stanco di complesse stratificazioni? Da oggi sulla metallo-ceramica puoi colorare esternamente con il sistema MiYO in maniera semplice e veloce, mantenendo alto il risultato estetico!



# RELATORI



19-20-21  
Ottobre 2023  
Montichiati (BS)



ODT. PAOLO MICELI

MiYO - La colorazione del dente singolo  
12.00 - 13.00 Venerdì

MiYO Pink - Modellazione flangia  
14.00 - 15.00 Venerdì

MiYO - La colorazione del dente singolo  
12.00-13.00 Sabato



ODT. YURI DI CRESCENZO

Face to Face MiYO - prove sul posto  
ceramica liquida MiYO  
10.00 - 11.00 Venerdì

Face to Face MiYO - prove sul posto  
ceramica liquida MiYO  
15.00 - 16.00 Venerdì



ODT. STEPHAN MULLER

Hybrid Tecnic ZR - Smart combination  
MiYO + InSync ZR  
14.00 - 15.00 Giovedì



ODT. PAOLO BRODESCO

Face to face MiYO - Prove sul posto  
ceramica liquida MiYO  
13.00 - 14.00 Venerdì

InSync Glaze Paste - Il ruolo della glasura  
15.00 - 16.00 Venerdì



ODT. CARLO BARONCINI

Hybrid Tecnic MC - Smart combination MiYO -  
metallo ceramica  
11.00 - 12.00 Venerdì

Hybrid Tecnic ZR - Smart combination MiYO +  
InSync ZR  
11.00 - 12.00 Sabato