


# inEos X5

PROMO L17/2023

**SOFTWARE inLab 22.0  
INCLUSO!**




# Uno scanner, possibilità illimitate.



PROFONDITÀ  
DI LETTURA

## Stop ditching

Il braccio robotizzato, l'esclusiva tecnologia di scansione a 5 assi e l'ampia area di lavoro, permettono una precisione straordinaria e la massima profondità di campo. La lettura di fine preparazione avviene in modo totalmente automatico senza taglio dei monconi.



CERTIFICATO  
2.1  $\mu\text{m}$

## Precisione elevata con inEos X5

Grazie a inLab Software 22.0 lo scanner inEos X5 offre una guida utente migliorata per rendere facile e intuitivo anche il compito di digitalizzazione più complesso, sia per gli utenti nuovi che per quelli esperti. È stata dimostrata una precisione di  $2.1 \pm 2.8 \mu\text{m}$  sul provino standard "Ponte" e di  $1.3 \pm 0.4 \mu\text{m}$  sul provino standard "Inlay" (conforme alla norma DIN EN ISO 12836:2015).