



Celtra® Ceram
High esthetic veneering

La versatilità che soddisfa ogni esigenza

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Copertura ad alta valenza estetica

Celtra Ceram

Celtra Ceram garantisce la versatilità di un unico sistema ceramico completamente progettato per tutte le sottostrutture in silicati di litio e ossidi di zirconio.

CTE 25-500°C: $9.0 \times 10^{-6}K^{-1}$

+ Versatile

Concetto di rivestimento intelligente adatto a due tipologie di sottostrutture e diversi tipi di produzione, grazie a masse e polveri dall'effetto opalescente per tutte le protesi ceramiche

+ Estetica Superiore

Portfolio razionale di masse per garantire una elevata efficienza di lavoro ed una moltitudine di effetti cromatici per soddisfare le esigenze più creative dell'odontotecnico

+ Performance affidabile

La corrispondenza accurata ai colori della scala VITA*, la stabilità e il risultato estetico sono ottenuti utilizzando fonti minerali proprietarie con una miscelazione unica e originale adatta a tutte le sottostrutture

Supercolori universali e Glasura

Il kit Universal Stain e Glaze è formulato appositamente per la massima compatibilità con la ceramica Celtra Ceram, per soddisfare tutte le esigenze estetiche utilizzando un unico sistema di finitura.

CTE 25-400°C: $8.0 \pm 0.5 \times 10^{-6}K^{-1}$

+ Efficiente


La compatibilità del materiale universale consente di eliminare i diversi sistemi di finitura nel tuo laboratorio


+ Facile

Il formato gel semplifica l'utilizzo e il raggiungimento di un risultato predicibile

+ Versatile

Utilizzabile per caratterizzazioni interne ed esterne al manufatto per ottenere effetti altamente personalizzati





CELTRA CERAM

Indicazioni

La ceramica Celtra Ceram è adatta per il rivestimento di sottostrutture in ceramica integrale incluso:

- + Celtra Press - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS):
 $9.7 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (CTE 25-500 °C)
- + Sottostrutture in disilicato di litio:
 $10.0 - 10.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (25-500 °C)
- + Sottostruttura in zirconia Cercon ht:
 $10.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (25-500 °C)
- + Sottostruttura in zirconia Cercon xt:
 $10.1 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (25-500 °C)
- + Sottostruttura in zirconia:
 $10.1 - 11.0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (25-500 °C)

Features

46 masse dentina:

- + 4 Bleach BL1 - BL4
- + 16 colori VITA* classic A1 - D4
- + 26 tinte per scala VITA* 3D-Maste

*VITA, VITA classical A1-D4, e 3D-MASTER sono marchi registrati VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

SUPERCOLORI UNIVERSALI E GLASURA

Indicazioni

Il kit Dentsply Sirona Universal Stain e Glaze è indicato per la rifinitura di restauri in:

- + Celtra Press - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS)
- + Celtra Duo - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS) in blocchetti fresabili
- + Zirconia Cercon ht
- + Zirconia Cercon xt
- + Ceramica Kiss (ad eccezione di Duceragold)
- + Ceramica Ceramco



DENTSPLY Italia S.r.l.
Piazza dell'Indipendenza, 11/B · 00185 Roma · Fax 06 72640394
infoweb.italia@dentsplysirona.com · www.dentsplysirona.com

22315/REV 2018-02

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

