



***inline***

## **INLINE CURING LIGHT**

ICL Lampada LED per la fotopolimerizzazione Silver

### **RICAMBI**

ICL/RP Puntale ricambio lampada LED

ICL/RB Batteria ricambio lampada LED

### **PARAMETRI TECNICI**

Potenza AC100/240v 50-60Hz

Potenza d'ingresso 5 W

Intensità luminosa 1200 mW/cm<sup>2</sup>

Lunghezza d'onda 430 - 485nm

REF ICL

### **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

1° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa incrementale

2° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa intermittente

3° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa costante

### **CONFEZIONAMENTO**

- Lampada fotopolimerizzatrice (1 batteria Lithium-ion inclusa)
- Alimentatore
- Carica batteria
- Lente protettiva arancione
- Puntale fibra ottica
- Manuale d'istruzioni

### **GARANZIA**

Corpo lampada 12 mesi

Batteria 6 mesi