

# ULTIMATE XL Series

**BRUSHLESS**

Potenza e leggerezza

Potenza di trattamento e confort

Serie di micromotori ad induzione di nuova generazione dotati di un potente Torque per rispondere alle molteplici esigenze di laboratorio. Il sistema di controllo vettoriale a 180° assicura una miglior efficienza e sicurezza. L'impugnatura ergonomica e il corpo leggero e ben bilanciato riducono l'affaticamento della mano durante le lunghe applicazioni, rendendo l'uso estremamente confortevole. La serie ULTIMATE XL garantisce trattamenti ad elevata prestazione.



## Caratteristiche

- Sistema di controllo vettoriale a 180° per una rotazione stabile
- Torque potente e stabile ad ogni velocità
- Design ergonomico del micromotore
- Micromotore leggero e compatto che riduce l'affaticamento della mano
- Meccanismo anti polvere che previene la contaminazione e garantisce un'ottima durata
- Ridotte vibrazioni e bassa rumorosità
- Resistenza migliorata del 30% per poter lavorare su ogni materiale



## ULTIMATE XL

**Torque** MODELLO **UMXL-GT**  
CODICE **Y141471**

**Compact** MODELLO **UMXL-GC**  
CODICE **Y141472**



### Contenuto

- Unità di controllo
- Micromotore
- Pedale di controllo
- Supporto manipolo

### Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230V 50/60 Hz
- Peso : 2.8 kg
- Dimensioni : L167 x P247 x H77 (mm)



## ULTIMATE XL-D

**Torque** MODELLO **UMXL-DT**  
CODICE **Y141504**

**Compact** MODELLO **UMXL-DC**  
CODICE **Y141505**



### Contenuto

- Unità di controllo
- Micromotore
- Pedale di controllo
- Supporto manipolo

### Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230V 50/60 Hz
- Peso : 3.3 kg
- Dimensioni : L81 x P270 x H230 (mm)



## ULTIMATE XL-K

**Torque** MODELLO **UMXL-KT**  
CODICE **Y141495**

**Compact** MODELLO **UMXL-KC**  
CODICE **Y141496**



### Contenuto

- Unità di controllo
- Micromotore
- Supporto manipolo

### Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230V 50/60 Hz
- Peso : 3.2 kg
- Dimensioni : L90 x P270 x H230 (mm)



## ULTIMATE XL-F

**Torque** MODELLO **UMXL-FT**  
CODICE **Y141513**

**Compact** MODELLO **UMXL-FC**  
CODICE **Y141514**



### Contenuto

- Unità di controllo
- Micromotore
- Supporto manipolo

### Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230V 50/60 Hz
- Peso : 3.8 kg
- Dimensioni : L230 x P292 x H113 (mm)

## Torque Micromotore & Cordone

- Velocità : 1,000~50,000 rpm
- Max Torque : 8.7 Ncm



MODELLO **UMXL-T**  
CODICE **Y141441**

- Dimensioni: L151 x ø29 (mm)
- Peso: 215 g (cordone escluso)
- Lunghezza cordone: 2 m

## Compact Micromotore & Cordone

- Velocità : 1,000~50,000 rpm
- Max Torque : 6.0 Ncm



MODELLO **UMXL-C**  
CODICE **Y141445**

- Dimensioni: L144 x ø27 (mm)
- Peso: 181 g (cordone escluso)
- Lunghezza cordone: 2 m

## Tipo E Micromotore & Cordone

- Velocità : 1,000~50,000 rpm
- Max Torque : 6.0 Ncm



MODELLO **UMXL-EM**  
CODICE **E342002**

- Dimensioni: L118 x ø27 (mm)
- Peso: 129 g (cordone escluso)
- Lunghezza cordone: 2 m

## Adattatore per turbine TA50

L'adattatore per turbine ad aria TA50 permette di passare rapidamente dalla turbina ad aria al micromotore elettrico. Entrambi i dispositivi sono utilizzabili con movimento del piede o del ginocchio.



MODELLO **TA50**  
CODICE **U375001**

- Adattatore per turbine
- L 75 x P 100 x H 30 mm