



Cercon® yo ML Multilayer Zirconia

La Zirconia più intelligente è qui

Progettato per offrire l'equilibrio ottimale tra resistenza ed estetica naturale, Cercon yo ML, una zirconia ibrida ottimizzata per l'ittrio 4Y/5Y, offre trasparenza, cromaticità e accuratezza della tonalità ottimali. Soddisfacendo quasi tutte le esigenze in zirconia, Cercon yo ML supporta restauri funzionali ed altamente estetici

Scopri il potere di estetica, produzione e continuità SMARTER. Per eccellenti restauri in zirconia e una produzione semplificata, Cercon yo ML è la zirconia più intelligente.

Più intelligente... e anche forte

Cercon yo ML offre elevata resistenza ed estetica per ogni tipo di restauro in zirconia nel tuo laboratorio.

4Y Dentina (1000 MPa)
5Y Incisal (900 MPa)

ESTETICA PIÙ INTELLIGENTE | PRODUZIONE PIÙ INTELLIGENTE
| CONTINUITÀ PIÙ INTELLIGENTE

La zirconia più intelligente per restauri multistrato, restauri anteriori e posteriori.

Cercon® yo ML si adatta all'aspetto naturale di quasi tutti i denti, supporta efficienze produttive, continuità duratura e alta resistenza.



SMARTER ESTETICA

- Utilizza la tecnologia True Color con formulazioni di miscelazione proprietarie per una **riproduzione accurata delle tonalità**.
- La formulazione unica e incisale è esclusiva per ogni singolo colore per **apparire più naturale**.
- La tecnologia brevettata a strati offre un **passaggio senza interruzione di continuità** dal cervicale all'incisale.



SMARTER PRODUZIONE

- **Un disco per tutti i casi**, riduce il tempo di lavorazione a banco e massimizza l'efficienza della macchina.
- La resistenza pre-sinterizzata ottimizzata, combinata con l'anello adattatore, consente un **processo di fresatura più fluido**.
- L'architettura a strati consente **facile posizionamento**.
- Sinterizzazione intelligente in 45 minuti per corone singole.



SMARTER CONTINUITÀ

- Offre opzioni di trattamento restaurativo interamente in ceramica, consentendo ai pazienti di utilizzare per **varie indicazioni utilizzando lo stesso prodotto** nel corso degli anni per garantire la riproduzione esatta della tonalità a vita.
- Adatto per corone anteriori e posteriori e ponti fino a 14 unità.¹
- Disponibile in tutte le **16 tonalità A-D VITA®* + 2 tonalità bleach** per una perfetta integrazione con i restauri esistenti.

