


EXPO | 15-16-17
DENTAL | MAGGIO 2025
MEETING | RIMINI - ITALIA

ANNO 20
25

NEW
ANCORVIS[®]

Novità 2025

New Ancorvis, New Era


**NEW
ANCORVIS**

Eccellenza italiana nel settore dentale, New Ancorvis offre soluzioni digitali all'avanguardia, dalla fresatura alla stampa 3D, fino alla chirurgia guidata maxillo-facciale. Partner affidabile per laboratori e cliniche, fornisce anche componenti protesici di alta qualità compatibili con tutte le piattaforme implantari. In continua evoluzione, l'azienda si sta espandendo in tutta Europa, perseguendo innovazione, flessibilità e un forte impegno verso la qualità.

Linee di Business


Linea
CAD CAM

**Milling
3D printing
Hybrid**




Linea
Gemini

**Componenti Protesici
Strumenti e Accessori**



Medical
Division

**Chirurgia Computer
Guidata**



Certificazioni e Garanzie

Vision


L'attenzione alla sicurezza, alla ripetibilità e alla prevedibilità che New Ancorvis dedica a ciascuna delle proprie attività produttive si concretizza soprattutto nella qualità certificata dei dispositivi medici immessi sul mercato. Tutti i dispositivi medici sono regolarmente certificati da New Ancorvis in conformità al Regolamento MDR 745/2017. L'azienda è inoltre registrata sulla piattaforma EUDAMED, come previsto dalla normativa.

Dynamic System

New Ancorvis offre un'ampia gamma di componenti protesici, tra cui:

- Classe I
- Classe IIA
- Classe IIB

Tutti i flussi di produzione e progettazione di New Ancorvis sono validati secondo un sistema di qualità certificato ISO 13485.



Nuova Linea
CAD CAM

FAST

24 h

Barre in Titanio e CrCo

Tecnica di produzione mediante fresatura



Abutment in Titanio e CrCo Fresato

Tecnica di produzione mediante fresatura

Abutmente MBase Tech in Titanio e CrCo

Tecnica di produzione ibrida:

- Connessione implantare pre-tornita
- Parte superiore sinterizzata al laser



Garanzia di consegna CAD CAM **Soddisfatti o Rimborsati**

Garantiamo il rispetto delle tempistiche di consegna al Vettore delle vostre lavorazioni Cad Cam.


**Richiedici info per conoscere la nostra
Garanzia Soddisfatti o Rimborsati**




Librerie CAD APERTE MULTISCANBODY GRATUITE

Le librerie multi scanbody di New Ancorvis integrano le librerie degli scanbody originali all'interno delle librerie proprietarie New Ancorvis, includendo naturalmente anche quelle sviluppate per i marker New Ancorvis.

Le librerie sono disponibili per i principali sistemi implantari presenti sul mercato e per i produttori di componenti compatibili, tra cui Arum, Medentika, Dess ed Elos.




Caratteristiche





MODULA

Il sistema **Modula** di dime chirurgiche componibile, progettato da New Ancorvis, presenta un **design innovativo** che ottimizza la visibilità dei tessuti all'interno del cavo orale, migliorando la precisione nel posizionamento degli impianti e facilitando la retrazione del lembo nei casi di chirurgia a lembo aperto.



Vite MODULA

La vite Guide Lock non richiede l'uso di strumenti aggiuntivi, grazie alla sua zigrinatura che garantisce una presa sufficiente, permettendo il serraggio manuale con facilità e precisione.




Giunto Sferico MODULA

La soluzione a giunto sferico consente di assemblare il sistema Modula utilizzando esclusivamente la vite Guide Lock.


Protetto da design EUIPO

Linea Barre New Ancorvis




Barra con Attacchi / Overdenture

Produzione mediante tecnica di fresatura con predisposizione attacchi dentali



Barra Fast

Produzione mediante tecnica di fresatura.
Spedizione in 24 h



Barra per Secondaria

Produzione mediante tecnica di fresatura o combinazione della tecnica di fresatura e tecnica SLM



Piattaforme New Ancorvis



NaLoding


Piattaforma inoltro ordini CAD CAM



Speedy Shop

E-commerce di Componenti Protetici

New **Ancorvis**,
New **Era**



Contatti

● **Indirizzo**

Via dell'Industria, 15
40012 Bargellino (BO) - Italy

● **Telefono**

+39 051-6463-070
+39 320 056 6165

● **Siti Web**

newancorvis.eu
naloadng.it
naspeedyshop.it