

new era

Orodent apre una **nuova era** nella lavorazione della zirconia: una linea nata dall'incontro tra innovazione tecnologica, **maestria artigianale** ed equilibrio economico sviluppata in collaborazione con il Maestro **Giuseppe Leonetti**.

Si tratta di una nuova generazione di materiali multilayer, alternativa alle linee Tosoh, creata in risposta alle esigenze del mercato sempre più orientato verso soluzioni con un ottimo rapporto **qualità/prezzo**.

L'elevata qualità estetica delle materie prime selezionate, unita al know-how maturato da Orodent in vent'anni di esperienza nella produzione di zirconia ed alla collaborazione con professionisti d'eccellenza, conferiscono a questa linea un valore autentico e distintivo, interamente **Made in Italy**.

WWW.OREDENT.COM | MADE IN ITALY



era

progressive 4d multilayer zirconia

by Giuseppe Leonetti



La nuova linea di dischi in zirconia orodent

by Giuseppe Leonetti





fino a
50%

750/1100 MPa

Progressivo 4D Multilayer

ERA - Quando la Funzione incontra l'Estetica

Rappresenta il perfetto equilibrio tra resistenza e naturalezza, unendo prestazioni meccaniche affidabili e un'estetica impeccabile.

Grazie alla tecnologia 4D **5 layer**, offre un gradiente progressivo di colore e traslucenza, adattandosi con armonia all'estetica diverse del cavo orale.

Il risultato è una zirconia versatile, stabile e traslucida, capace di coniugare funzione ed estetica di ogni restauro.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
750 MPa 1100 MPa	50%	●	●	●	1530°C	Gold / Supercolori

Colori disponibili: A0 - A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D2 - D3

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22mm

Indicazioni: corone e/o arcate complete

Elementi mancanti: max 2

Consigli di colorazione: caratterizzabile con COLORODENT GOLD e COLORODENT SUPERCOLORI con tecnica a pennello

Aging ≈ 0

Sinterizzazione: convenzionale e/o microonde