

Orodent apre una nuova era nella lavorazione della zirconia

Una linea nata dall'incontro tra innovazione tecnologica, maestria artigianale sviluppata in collaborazione con il Maestro Giuseppe Leonetti

Si tratta di una nuova linea di materiali multilayer, creata in risposta alle esigenze del mercato sempre più orientato verso soluzioni **estetiche**. L'elevata qualità delle materie prime, unita al know-how maturato da Orodent in oltre vent'anni di esperienza nella produzione di zirconia, rappresenta il cuore di questa innovazione. La collaborazione con professionisti d'eccellenza conferisce alla linea Era un valore autentico e distintivo, interamente **Made in Italy**.

Per Orodent, la qualità viene prima di tutto. Proprio per questo, la selezione della materia prima per la linea Era è stata il risultato di un processo meticoloso e accurato, sviluppato nel tempo per garantire al cliente la sicurezza e l'affidabilità che da sempre contraddistinguono il marchio. Un ruolo fondamentale nello sviluppo della linea è stato svolto dal **Maestro Giuseppe Leonetti**,

la cui esperienza, soprattutto nell'ambito del colore e della resa estetica, si è rivelata essenziale. Grazie a questa collaborazione, Orodent ha potuto perfezionare un materiale capace di riprodurre con naturalezza le sfumature e la profondità cromatica dei denti naturali. Combinando più generazioni di polveri e adottando l'innovativa **Tecnologia a 5 strati**, Orodent ha raggiunto un livello estetico superiore, con una progressione cromatica armoniosa tra gli strati. La linea Era si distingue per caratteristiche tecniche di assoluto rilievo: una resistenza multistrato compresa tra 750 e 1100 MPa, una traslucenza fino al 50% e una struttura multilayer capace di unire solidità meccanica alla base e massima estetica nella zona incisale. Il risultato è un materiale ideale per restauri dentali naturali, durevoli e altamente performanti, in grado di soddisfare le aspettative





5Y	50% - 750MPa
4Y + 5Y	49% - 800MPa
4Y + 3Y	48% - 900MPa
3Y	46% - 1000MPa
3Y	45% - 1100MPa

dei laboratori odontotecnici e dei professionisti più esigenti. Con Era, Orodent inaugura un nuovo standard nella lavorazione della zirconia, dove tecnologia, estetica e tradizione artigianale si incontrano per offrire soluzioni in linea con le esigenze del mercato attuale.

Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore di fiducia.

Per informazioni
Orodent
 WhatsApp 340.0961310
sales@orodent.com
www.orodent.com

COSTRUIAMO COMPRESSORI D'ARIA DAL 1956



AFFIDATI ALLA NOSTRA ESPERIENZA
 GIS srl, VIA DEI BARROCCIAI 29, 41012 CARPI (MO), 059-657018
www.gis-air.com