

TRASFORMER®

TRASFORMER® è un marchio P.P.M. srl
Via Colloredo di Monte Albano, 80
Frazione Modoleto
33010 Pagnacco (UD) - Italy

Tel. (+39) 0432 650047
Fax (+39) 0432 650635
info@trasformersystem.com

www.trasformersystem.com



REV. 00 - 04/2026

FORNO T-FAST & ZIRK 4D FAST

 TRASFORMER®



TRASFORMER®

TRASFORMER® è un marchio P.P.M. srl
Via Colloredo di Monte Albano, 80
Frazione Modoletto
33010 Pagnacco (UD) - Italy

Tel. (+39) 0432 650047
Fax (+39) 0432 650635
info@trasformersystem.com

www.trasformersystem.com



REV. 00 - 04/2026

FORNO T-FAST & ZIRK 4D FAST

 TRASFORMER®





FORNO PER SINTERIZZAZIONE ZIRCONIA FAST

Design

Compatto, potente ed efficiente, T-FAST è progettato per i laboratori odontotecnici moderni. Con **dimensioni ridotte** (37×40×h60 cm) e soli 50 kg, unisce alte prestazioni e **risparmio energetico** in un design **solido e funzionale**.

Tecnologia FAST

Grazie alla **tecnologia FAST**, consente sinterizzazioni rapide in **40-60 minuti**, oltre ai cicli tradizionali (8-14 ore), ottimizzando i tempi senza compromessi sulla qualità.

Produttività elevata

La camera può gestire fino a **50 elementi** per ciclo, garantendo **elevata produttività**. L'efficienza energetica **riduce i consumi fino all'80%** rispetto ai forni tradizionali.

Lunga durata

Dotato di **quattro resistenze in carburo di silicio (SiC)**, assicura **distribuzione uniforme** del calore e **lunga durata**. È **completamente programmabile**, senza limiti di programmi, e offre un'interfaccia **semplice e intuitiva**.

Monitoraggio WiFi

Con la connettività WiFi, permette il **monitoraggio remoto del processo**, per un controllo costante e preciso in ogni fase.



FORNO T-FAST

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI	37X40XH60 CM
PESO	50 KG
SINTERIZZAZIONI	FAST DA 40/60 MINUTI STANDARD (8-14 ORE)
ELEMENTI SINTERIZZATI	FINO A 50 ELEMENTI
CONSUMO DI ELETTRICITÀ	RIDOTTO FINO ALL'80%
DOTATO DI	4 RESISTENZE SIC ROBUSTE DI ALTA QUALITÀ ED ELEVATA DURATA
LIMITE DI NUMERO DI PROGRAMMI INSERIBILI	NESSUNO
INTERFACCIA E SOFTWARE	SEMPLICE ED INTUITIVO
RETE WIFI	COLLEGABILE ALLA RETE WIFI PER MONITORARE DA REMOTO L'ANDAMENTO DELLA SINTERIZZAZIONE

ZIRCONIA ZIRK 4D FAST



CIALDA DIAM. 98 MM

Cialde in ossido di zirconio con 15 strati di colore sfumati, con transizione invisibile.

- ♦ **Sinterizzazione FAST in sole 2 ore**
- ♦ Durezza progressiva: 800 (incisale) → 1200 MPa (cervicale)
- ♦ Translucenza progressiva: 43% (cervicale) → 53% (incisale)

ALTEZZA	CODICE
14 MM	ZR4D.14.XX
16 MM	ZR4D.16.XX
18 MM	ZR4D.18.XX
20 MM	ZR4D.20.XX
22 MM	ZR4D.22.XX
25 MM	ZR4D.25.XX
30 MM	ZR4D.30.XX

XX = COLORE CORRISPONDENTE, ES: ZR4D.14.A1